

VIDAS® or mini VIDAS® : Меню тестов

Группа	Наименование	Артикул	Код	Объем образца	Калибровка/Контроль		Предподготовка образца	Тип образца	Время измерения (мин)	Диапазон значений или интерпретация
					Тест	Частота				
Функция щитовидной железы	TSH	30400	TSH	200 µl	S1 S1 C1	14 days	нет	Serum, Plasma (Hep., Beads, Gel)	40	0.05 - 60 µIU/ml
	TSH3	30441	TSH3	200 µl	S1 S1 S2 S2 C1 C2	14 days	нет	Serum, Plasma (Hep., Silicone, Gel)	80	0.005 - 100 µIU/ml
	FT4	30459	FT4N	100µl	S1 S1 C1	14 days	нет	serum, plasma,(Hep.,silicon, gel)	40	1-100 pmol/ml
	FT3	30402	FT3	200 µl	S1 S1 S1 C1	14 days	нет	Serum, Plasma (Hep.)	40	0.7 - 45 pmol/l
	T4	30404	T4	200 µl	S1 S1 S1 C1	14 days	нет	Serum, Plasma (Hep.)	40	6 - 320 nmol/l
	T3	30403	T3	100 µl	S1 S1 S1 C1	14 days	нет	Serum, Plasma (Hep.)	40	0.4 - 9 nmol/l
	Anti-TPO	30461	ATPO	100µl	S1 S1 C1	28 days	нет	serum, plasma,(Hep. EDTA, silicon, gel)	25	0,8-1000 IU/ml
	Anti-Tg	30462	ATG	100µl	S1 S1 C1	28 days	нет	serum, plasma,(Hep. EDTA, silicon, gel)	25	6,4-800 IU/ml
Аллергология	Total IgE	30419	IgE	100 µl	S1 S1 C1	14 days	нет	Serum, Plasma (Hep., EDTA)	30	0.5 - 1,000 kIU/l
	Stallertest	30800	STA	200 µl	S1 S1 C1 C2	14 days	нет	Serum, Plasma (Hep.)	90	Качественный тест: <i>положительный, отрицательный, сомнительный</i>
	Stallergy®	30801	ST	200 µl	S1 S1 C1	14 days	нет	Serum, Plasma	90	0.35 - 35 kIU/l
	Stallertroph ⁽⁵⁾	30830	STO	200 µl	S1 S1 C1	14 days	нет	Serum	90	0.35 - 35 kIU/l
Состояние репродуктивной системы	HCG	30405	HCG	100 µl	S1 S1 C1	14 days	нет	Serum, Plasma (Hep., EDTA)	30	2 - 1,500 mIU/ml
	LH	30406	LH	200 µl	S1 S1 C1	14 days	нет	Serum, Plasma (Hep.)	40	0.1 - 100 mIU/ml
	FSH	30407	FSH	200 µl	S1 S1 C1	14 days	нет	Serum, Plasma (Hep.)	40	0.1 - 110 mIU/ml
	Prolactin	30410	PRL	200 µl	S1 S1 C1	14 days	нет	Serum, Plasma (Hep.)	40	0.5 - 200 ng/ml
	Estradiol II	30431	E2II	200 µl	S1 S1 S1 C1	14 days	нет	Serum, Plasma (Hep.)	60	9 - 3,000 pg/ml
	Progesterone	30409	PRG	200 µl	S1 S1 S1 C1	14 days	нет	Serum, Plasma (Hep., EDTA, Silicone, Gel)	45	0.25 - 80 ng/ml
	Testosterone	30418	TES	200 µl	S1 S1 C1	14 days	нет	Serum, Plasma (Hep.)	60	0.1 - 13 ng/ml
Онкомаркеры	CEA S	30453	CEAS	200 µl	S1 S1 C1	14 days	нет	Serum, Plasma (Hep.)	60	0.5 - 200 ng/ml
	TPSA	30428	TPSA	200 µl	S1 S1 C1	14 days	нет	Serum, Plasma (Hep., EDTA)	60	0.07 - 100 ng/ml
	FPSA	30440	FPSA	200 µl	S1 S1 C1	14 days	нет	Serum, Plasma (Hep., EDTA)	60	0.05 - 10 ng/ml
	AFP	30413	AFP	100 µl	S1 S1 C1	14 days	нет	Serum, Plasma (Hep., EDTA), Amniotic Fluid	30	0.5 - 400 IU/ml
	CA 125 II™	30426	125	200 µl	S1 S1 C1	14 days	нет	Serum, Plasma (Hep, EDTA)	60	4 - 600 U/ml
	CA 19-9™	30427	199	200 µl	S1 S1 C1	14 days	нет	Serum, Plasma (Hep., EDTA)	60	3 - 500 U/ml
	CA 15-3®	30429	153	100 µl	S1 S1 C1	14 days	нет	Serum, Plasma (Hep. EDTA)	60	2 - 400 U/ml
Кардиомаркеры	D-Dimer Exclusion™ II ⁽⁶⁾	30455	DEX2	200 µl	S1 S1 C1 C2	28 days	нет	Plasma (Cit.)	20	45 - 10,000 ng/ml (FEU)
	Protein C	30115	PC	100 µl	S1 S1 C1	14 days	нет	Plasma (Cit.)	35	1 - 120 %
	CK-MB	30421	CKMB	250 µl	S1 S1 C1	14 days	нет	Serum, Plasma (Hep., EDTA)	30	0 - 300 ng/ml
	Troponin I Ultra	30448	TNIU	200 µl	S1 S1 S2 S2 C1 C2	28 days	нет	Serum, Plasma (Hep.)	20	0.01 - 30 µg/l
	Myoglobin	30446	MYO	150 µl	S1 S1 C1	14 days	нет	Serum, Plasma (Hep.)	17	5 - 1,000 µg/l
	NT-proBNP	30449	PBNP	200 µl	S1 S1 S2 S2 C1 C2	28 days	нет	Serum, Plasma (Hep.)	20	20 - 25,000 pg/ml
	NT-proBNP2	30458	PBNP2	200 µl	S1 S1 S2 S2 C1 C2	28 days	нет	Serum, Plasma (Hep.)	20	20 - 25,000 pg/ml
Прочее	Ferritin	30411	FER	100 µl	S1 S1 C1	14 days	нет	Serum, Plasma (Hep., EDTA)	30	1.5 - 1,200 ng/ml
	Cortisol S	30451	CORS	100 µl	S1 S1 S1 C1	14 days	да (моча)	Serum, Plasma (Hep., EDTA), 24-hour Urine	40	2 - 650 ng/ml
	β2 Microglobulin	30420	B2M	100 µl	S1 S1 C1 C2	14 days	да (моча)	Serum, Plasma (Hep., EDTA), Urine	40	0.007 - 4 mg/l

* Информация представлена исключительно в справочных целях, производителем возможны изменения без предварительного уведомления.
Актуальные фасовки, характеристики, а также доступность к продаже наборов уточняйте у авторизованного дистрибьютора Biomerieux в Вашем регионе

Группа	Наименование	Артикул	Код	Объем образца	Калибровка/Контроль		Предподготовка образца	Тип образца	Время измерения (мин)	Диапазон значений или интерпретация
					Тест	Частота				
ToRCH-инфекции	TOXO IgG II	30210	TXG	100 µl	S1 S1 C1 C2	14 days	нет	Serum ⁽³⁾ , Plasma (EDTA, Hep.)	40	0 - 300 IU/ml
	TOXO IgM	30202	TXM	100 µl	S1 S1 C1 C2	14 days	нет	Serum ⁽³⁾	40	Качественный тест: <i>положительный, отрицательный, сомнительный</i>
	TOXO Competition	30211	TXC	125 µl	S1 S1 C1 C2	14 days	нет	Serum, Plasma (EDTA, Hep.)	40	Качественный тест: <i>отрицательный, положительный</i>
	TOXO IgG Avidity ⁽⁴⁾	30222	TXGA	2 x 100 µl	C1 C2	14 days	нет	Serum ⁽³⁾ , Plasma (EDTA, Hep., Cit)	40	Avidity index (AI) An AI ≥ 0.3 is a strong indication of a primary infection dating back more than 4 months. An AI < 0.3 is a strong indication of a primary infection dating back less than 5 months. An AI < 0.2 does not enable a recent infection to be differentiated from a former infection.
	RUB IgG II	30221	RBG	100 µl	S1 S1 C1 C2	14 days	нет	Serum, Plasma (EDTA, Hep.)	40	0 - 400 IU/ml
	RUB IgM	30214	RBM	100 µl	S1 S1 C1 C2	14 days	нет	Serum	60	Качественный тест: <i>положительный, отрицательный, сомнительный</i>
	CMV IgG	30204	CMVG	100 µl	S1 S1 C1 C2	14 days	нет	Serum	40	0 - 400 AU/ml
	CMV IgG Avidity	30203	CMVU	2 x 100 µl	CH CL	14 days	нет	Serum	40	Avidity index (AI) An AI ≥ 0.8 is a strong indication of a primary infection dating back more than 3 months. An AI < 0.8 is a strong indication of a primary infection dating back less than 5 months. An 0.2 < AI < 0.8 does not enable to distinguish a recent infection from a former infection.
	CMV IgM	30205	CMVM	100 µl	S1 S1 C1 C2	14 days	нет	Serum	60	Качественный тест: <i>положительный, отрицательный, сомнительный</i>
	EBV VCA IgM	30237	VCAM	100 µl	S1 S1 S1 C1 C2	28 days	нет	Serum	40	Качественный тест: <i>положительный, отрицательный, сомнительный</i>
	EBV VCA/EA IgG	30236	VCAG	100 µl	S1 S1 S1 C1 C2	28 days	нет	Serum	40	Качественный тест: <i>положительный, отрицательный, сомнительный</i>
	EBV EBNA IgG	30235	EBNA	100 µl	S1 S1 S1 C1 C2	28 days	нет	Serum	40	Качественный тест: <i>положительный, отрицательный, сомнительный</i>
ВИЧ/Гепатиты	Lyme IgG and IgM	30298	LYT	100 µl	S1 S1 C1 C2	14 days	нет	Serum	35	Качественный тест: <i>положительный, отрицательный, сомнительный</i>
	Lyme IgM	30319	LYM	100 µl	S1 S1 C1 C2	28 days	нет	Serum, Plasma (Hep.)	27	Качественный тест: <i>положительный, отрицательный, сомнительный</i>
	Lyme IgG	30320	LYG	100 µl	S1 S1 C1 C2	28 days	нет	Serum, Plasma (Hep.)	27	Качественный тест: <i>отрицательный, положительный</i>
			LYGS	100 µl	S1 S1 C1 C2	28 days	нет	CSF (cerebrospinal fluid)	27	Индексный, нет интерпретации ⁽⁷⁾
	Measles IgG	30219	MSG	100 µl	S1 S1 C1 C2	14 days	нет	Serum	40	Качественный тест: <i>положительный, отрицательный, сомнительный</i>
	Mumps IgG	30218	MPG	100 µl	S1 S1 C1 C2	14 days	нет	Serum	40	Качественный тест: <i>положительный, отрицательный, сомнительный</i>
	Varicella-Zoster IgG	30217	VZG	100 µl	S1 S1 C1 C2	14 days	нет	Serum	40	Качественный тест: <i>положительный, отрицательный, сомнительный</i>
	H. Pylori IgG	30192	HPY	100 µl	S1 S1 C1 C2	14 days	нет	Serum, Plasma (EDTA)	40	Качественный тест: <i>положительный, отрицательный, сомнительный</i>
	HBs Ag Ultra ⁽¹⁾	30315	HBS • HBL	150 µl	S1 S1 C1 C2	14 days	нет	Serum, Plasma (Hep.)	60 90	Качественный тест: <i>отрицательный, положительный</i>
	Anti-HBsT Quick	30238	HBST	150 µl	S1 S1 C1 C2	14 days	нет	Serum, Plasma (Hep.)	60	5 - 500 mIU/ml
	HBc IgM II	30439	HBCM	100 µl	S1 S1 C1 C2	14 days	нет	Serum, Plasma (EDTA, Hep., Cit.)	55	0 - 200 PEIU/ml
	Anti-HBc Total II	30314	HBCT	150 µl	S1 S1 S1 C1 C2	14 days	нет	Serum, Plasma (EDTA, Hep., Cit.)	90	Качественный тест: <i>положительный, отрицательный, сомнительный</i>
Антигены	HBe Ag	30305	HBE	150 µl	S1 S1 C1 C2	14 days	нет	Serum, Plasma (EDTA, Hep., Cit.)	90	Качественный тест: <i>отрицательный, положительный</i>
	Anti-HBe	30305	HBET	150 µl	S2 S2 C2 C3	14 days	да	Serum, Plasma (EDTA, Hep., Cit.)	90	Качественный тест: <i>положительный, отрицательный, сомнительный</i>
	HAV IgM	30307	HAVM	100 µl	S1 S1 C1 C2	14 days	нет	Serum, Plasma (EDTA, Hep.)	60	Качественный тест: <i>положительный, отрицательный, сомнительный</i>
	Anti-HAV Total	30312	HAVT	150 µl	S1 S1 C1 C2	14 days	нет	Serum, Plasma (EDTA, Hep., Cit.)	90	0 - 400 mIU/ml
	HIV P24 II ⁽¹⁾	30117	P24	200 µl	S1 S1 C1 C2	14 days	нет	Serum, Plasma (EDTA, Hep., Ox, Thrombin)	90	0 - 400 pg/ml of Ag P24
	HIV DUO Quick	30447	HIV6	200 µl	S1 S1 C1 C2 C3	14 days	нет	Serum, Plasma (EDTA, Hep.) ⁽²⁾	80	Качественный тест: <i>положительный, отрицательный, сомнительный</i>
	HIV DUO Ultra	30443	HIV5	200 µl	S1 S1 S2 S2 C1 C2 C3	14 days	нет	Serum, Plasma (EDTA, Hep.) ⁽²⁾	120	Ag и Ab качественный тест: <i>отрицательный и положительный</i>
Антигены	C. difficile Toxin A/B	30118	CDAB	300 µl	S1 S1 C1 C2 C3	14 days	да ⁽²⁾	Stool	75	Качественный тест: <i>положительный, отрицательный, сомнительный</i>
Бактериальные инфекции	BRAHMS PCT	30450	PCT	200 µl	S1 S1 S2 S2 C1 C2	28 days	нет	Serum, Plasma (Hep.) ⁽²⁾	20	0.05 - 200 ng/ml

(1) = Confirmation test available (2) = See package insert (3) = Inactivated or not 30 mins at 56°C (4) = Double strips (5) = Test performed with VIDAS Stallergy (6) = Reagent strips for Stallergy tests (20 specific IgE available) (7) = Intrathecal antibody production has to be calculated by customer (8) = Will progressively replace D-Dimer Exclusion[™] (order reference 30442) • HBL = long protocol CHB = test for confirmation of equivocal and positive CHL results Cit. = Цитрат Ox. = Оксалат Hep. = Гепарин