

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное учреждение

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7

115446, Москва, Коломенский проезд, д.,4

Телефон: 8 499 782 30 70

Факс: 8 499 782 31 92

21.06.11 № 1141

На № _____ от _____

**Отзыв по использованию портативного газоанализатора
«ЕРОС»**

Выданный на апробацию портативный газоанализатор «Ерос» использовался в операционном блоке. В ходе эксплуатации прибора выявились как ряд положительных аспектов, так и несколько отрицательных нюансов в работе газоанализатора. Также проводилась проверка определяемых параметров стационарным лабораторным оборудованием клиники.

Положительные:

- Возможность определения «здесь и сейчас» вне зависимости от загруженности среднего медперсонала.
- Компактность прибора.
- Точность определяемых параметров, отсутствие достоверных различий с данными стационарного оборудования.
- Разборность прибора, возможность передачи данных по Bluetooth.

Отрицательные:

- Длительный срок калибровки картриджа (170 сек) и отсутствие звуковых сигналов окончания каждого этапного действия, что приводит к отвлечению внимания врача, занятого определением, от операционного процесса.
- Время адаптации врача к тонкостям работы прибора (1 рабочий день)
- Отсутствие встроенного минипринтера, что не позволяет вклеивать определяемые данные в историю болезни непосредственно в операционной.
- Стоимость одного определения ввиду системы «одно определение – один картридж» выше, чем определение стационарным оборудованием.

В целом, использование данного прибора целесообразно в условиях операционного блока.

Заместитель главного врача
по анестезиологии и реаниматологии



Д.Н. Проценко
Д.Н. Проценко