

# Анализ мочи рядом с пациентом: полная клиническая информация

Анализатор CLINITEK Status+ — целостность данных в сочетании с полной клинической информацией для получения наилучших результатов исследования мочи



## Автоматические проверки

Анализатор CLINITEK Status®+ (одобрен CLIA) позволяет выполнять анализы мочи рядом с пациентом и в сочетании с новыми тест-полосками Siemens Healthcare Diagnostics система гарантирует получение комплексной клинической информации.

## Простота эксплуатации

- Интуитивно понятный интерфейс управления при помощи сенсорного экрана
- Оператору необходимо лишь выбрать исследование — остальное система сделает сама
- Результаты доступны через 1 минуту
- Автоматическая печать отчета избавляет от необходимости ручного составления протокола исследования

## Целостность данных

- Новый анализатор поддерживает запатентованную систему тест-полосок, а также оснащен функцией автоматических проверок результатов (Auto-Checks):
  - Автоматическая идентификация типа тест-полосок Siemens
  - Уведомление о возможном интерферирующем влиянии. Доступность функции зависит от типа тест-полосок (недоступна в США.)
  - Автоматическая генерация сообщений об ошибках, если полоска подвергалась воздействию влаги (для тест-полосок с блоком для определения лейкоцитов)
- Объективность результатов

## Полная панель тестов рядом с пациентом

- Multistix 10SG — тест-полоски для рутинных исследований мочи
- Автоматический расчет соотношения альбумин/ креатинин при использовании тест-полосок CLINITEK Microalbumin для ранней диагностики заболеваний почек у пациентов с сахарным диабетом.
- Поддержка тест-кассет CLINITEST® hCG для определения беременности

## Всегда актуален

- Комплект подключения делает возможным:
  - подключение анализатора к системам LIS/HIS, системе EMR (электронные медицинские записи) или системе управления данными
  - активацию функции считывания штрих-кодов.

# МедСервис

115114 Россия, Москва, ул. Дербеневская, д.20, стр.32,  
Т/П "Кожевники"

Телефон: +7 (495) 633-23-53

+7 (495) 633-24-34

Факс: +7 (495) 633-23-52

e-mail: office@medservice.ru

# Характеристики анализатора CLINITEK Status+

## Назначение

Анализатор CLINITEK Status®+ разработан для исследования мочи рядом с пациентом. Совместим с тест-полосками для определения параметров мочи Siemens Healthcare Diagnostics и тест-кассетами CLINITEST hCG для диагностики беременности.

## Полуколичественное измерение

Рутинные анализы мочи: альбумин, билирубин, креатинин, глюкоза, кетоновые тела, лейкоциты, нитриты, pH, белок, удельный вес и уробилиноген

Диагностика заболеваний почек: соотношение альбумин/креатинин

Диагностика беременности: человеческий хорионический гонадотропин

## Пользовательский интерфейс

Сенсорный экран

## Интерфейс компьютера

Однонаправленный через последовательный порт (RS232)

## Ввод данных

Посредством сенсорного экрана

## Питание

Электрическая мощность	100–240 В ~50–60 Гц (с опережением фазы)
Работа от батареек	6 батареек типа AA, незаряжаемых

## Габаритные размеры/ вес

Глубина (длина):	27.2 см
Ширина:	17.1 см
Высота:	15.8 см
Вес:	1.66 кг

## Эксплуатационные характеристики

Температурный диапазон:	18 — 30 °C
Влажность:	18–80 %, (без конденсата)

## Калибровка

Автоматическая

## Соответствие требованиям

CLIA, CE, UL, EMC

## Новые характеристики

### Память

Результаты анализов пациентов	950
Результаты QC	0
ID операторов	700

### Автоматические проверки (Auto-Checks)\*

Идентификация типа тест-полосок.  
Проверка тест-полосок с блоком определения лейкоцитов на воздействие влаги.  
Проверка на предмет интерференции доступна не для всех типов тест-полосок (функция недоступна в США.)