



В данном перечне представлены модели анализаторов, для которых выпускаются совместимые реагенты SFRI. Для Вашего удобства список представлен по производителям в алфавитном порядке.

Главной целью SFRI является разработка высококачественных реагентов, которые ничем не уступают, а по многим показателям превосходят оригинальные реагенты, а также обладают отличным соотношением цена-качество. Замена "родных" реагентов на реагенты SFRI не потребует никаких технических модификаций Вашего анализатора.

Реагенты SFRI производятся во Франции и соответствуют самым высоким стандартам качества.

По всем вопросам Вы можете обратиться к специалистам МедСервис. Высококвалифицированные инженеры, прошедшие обучение во Франции, помогут Вам адаптировать реагенты на Вашем анализаторе и в любое время окажут техническую поддержку.



ABBOTT®

| CD 1600 CD 1700 CD 1800 CD 2000 | Diluent | Isotonic solution LMG | HAD320 | 20 L |
|--|---------|------------------------|--------|--------|
| | Lyse | Lyse LMG | HAL302 | 2 L |
| | Cleaner | Isotonic detergent LMG | HAG320 | 20 L |
| | | | | |
| CD 3000 | Diluent | Diluton CD 3000 | HAD520 | 20 L |
| | Lyse | Lysoglobine CD 3000 | HAL510 | 10 L |
| | Cleaner | Diluclair CD 3000 | HAC512 | 125 ml |
| | Sheath | Sheath CD 3000 | HAM510 | 10 L |
| CD 3500 CD 3700 | Diluent | Diluton CD 3000 | HAD520 | 20 L |
| | Lyse | Lysoglobine CD 3000 | HAL510 | 10 L |
| | Cleaner | Isotonic detergent LMG | HAG320 | 20 L |
| | | Diluclair CD 3000 | HAC512 | 125 ml |
| | Sheath | Sheath CD 3000 | HAM510 | 10 L |
| CD 3200 CD RUBY | Diluent | Diluton CD 3200 | HAD521 | 20 L |
| | Lyse | Lysoglobine CD 3200 | HAL506 | 5 L |
| | Lyse | Lyse HGB CD 3200 | HAL505 | 5 L |

BECKMAN COULTER®

| MD 16/ MD 18 ACT 3 DIFF ONYX / T SERIES JT / JS+ | Diluent | Diluton 3 | HCD320 | 20 L |
|---|---------|----------------|--------|-------|
| | Lyse | Lysoglobine 3D | HCL302 | 1 L |
| | Cleaner | Diluclair | HCC302 | 5 L |
| STKS, MAXM, GENS, HMX | Diluent | Diluton 3 | HCD320 | 20 L |
| | Lyse | Lysoglobine 3D | HCL302 | 1 L |
| | Pack 5 | Pack S | HPS001 | 2.5 L |
| | Cleaner | Diluclair | HCC302 | 5 L |

DIATRON®

| ABACUS 3 DIFF ARCUS 3 DIFF | Diluent | Diluton 3 | HCD320 | 20 L |
|-------------------------------|---------|-------------------|--------------------|------------|
| | Lyse | Lyse reagent AB | HDIL301 | 1 L |
| | Cleaner | Enzymatic cleaner | HDIC301 HDIC305 | 1 L 5 L |

HORIBA MEDICAL® (ABX®)

| MICROS 45/60 8P | Diluent | Diluton LMG | HXD320 HXD310 | 20 L 10 L |
|------------------|-------------|--------------------------|------------------|---------------|
| | Lyse | Lysoglobine N | HXL101 | 1 L |
| | Cleaner | Diluclair A Hemaclair | HXC302 HXC101 | 1 L 500 ml |
| MICROS 45/60 18P | Diluent | Diluton LMG | HXD320 HXD310 | 20 L 10 L |
| | Lyse | Lysoglobine LMG2 | HXL321 | 1 L |
| | Cleaner | Diluclair A | HXC302 | 1 L |
| | | Hemaclair | HXC101 | 500 ml |
| PENTRA 60 & 80* | Diluent | Diluton 5A | HXD520 | 20 L |
| | Lyse | Lysoglobine Hb | HXL521 | 500 ml |
| | | Lysoglobine Eo | HXL522 | 1 L |
| | | Lysoglobine Ba | HXL523 | 1 L |
| Cleaner | Diluclair A | HXC302 | 1 L | |

MEDONIC®

| CA 530 CA 570 CA 620 | Diluent | Diluton 3M | HMD320 | 20 L |
|----------------------------|---------|----------------|--------|------|
| | Lyse | Lysoglobine 3M | HML305 | 5 L |
| | Cleaner | Diluterge M | HMG305 | 5 L |

MINDRAY®

| BC 2800 BC 3000 BC 3200 BC 3600 | Diluent | Diluton 3l | HID320 | 20 L |
|--|-------------|----------------|--------|--------|
| | Lyse | Lysoglobine 3l | HIL301 | 500 ml |
| | Cleaner | Diluterge 3l | HIG320 | 20 L |
| | | Diluclair I | HIC301 | 60 ml |
| | Hemaclair I | HIC101 | 60 ml | |

NIHON KOHDEN®

| MEK 6108 MEK 8118 MEK 6318 MEK 6400 | Diluent | Diluant LMG | HNKD320 | 20 L |
|--|---------|---------------------|---------|--------|
| | Lyse | Lysing reagent LMG | HNKL301 | 1 L |
| | Cleaner | Enzymatic cleaner | HNKG005 | 5 L |
| | | Chlorinated cleaner | HNKG301 | 1 L |
| CELTAC E 7222 CELTAC F 8222 | Diluent | Diluant LMG | HNKD320 | 20 L |
| | Lyse | Lysing reagent LMG | HNKL301 | 1 L |
| | | Lysoglobine 5NK | HNKL501 | 500 ml |
| | Cleaner | Enzymatic cleaner | HNKG005 | 5 L |
| Chlorinated cleaner | | HNKG301 | 1 L | |

ORPHÉE®

| MYTHIC 18 | Diluent | Diluton 30 | HOD320 | 20 L |
|------------|---------|----------------|--------|--------|
| | Lyse | Lysoglobine 30 | HOL301 | 1 L |
| | Cleaner | Diluclair O | HOC301 | 1 L |
| MYTHIC 22* | Diluent | Diluton | HOD520 | 20 L |
| | Lyse | Lyse | HOL501 | 500 ml |
| | Cleaner | Diluclair | HOC301 | 1 L |

SWELAB®

| AC 900 AC 920 AC 970 | Diluent | Diluant | HSWD320 | 20 L |
|----------------------------|-----------|--------------------|---------|------|
| | Lyse | Lysing Reagent LMG | HSWL305 | 5 L |
| | Detergent | Detergent | HSWG305 | 5 L |

SIEMENS® (BAYER®)

| ADVIA 60 | Diluent | Diluton LMG | HXD320 | 20 L |
|------------|---------|------------------|--------|--------|
| | Lyse | Lysoglobine LMG2 | HXL321 | 1 L |
| | Cleaner | Diluclair | HXC302 | 1 L |
| Hemaclair | | HXC101 | 500 ml | |
| ADVIA 70 | Diluent | Diluton 5B | HTD520 | 20 L |
| | Lyse | Lysoglobine 5B | HTL501 | 500 ml |
| | Sheath | Sheath 5B | HTM510 | 10 L |
| | Cleaner | Diluclair 5B | HTC510 | 10 L |
| ADVIA 120* | (11) | | | |

SYSMEX®

| K800/K1000/K4500 | Diluent | Diluant ST | HYD001 | 20 L |
|------------------|---------|-------------------|------------------|---------------|
| | Lyse | Lysoglobine 3ST | HYL305 HYL350 | 500 ml 5 L |
| | | Lysoglobine ST Hb | HYL405 HYL450 | 500 ml 5 L |
| | Cleaner | Hemaclair ST | HYC050 | 60 ml |
| KX21 / KX21N | Diluent | Diluant ST | HYD001 | 20 L |
| | Lyse | Lysoglobine K | HYL311 | 500 ml |
| | Cleaner | Hemaclair ST | HYC050 | 60 ml |

Подробная информация

: <http://www.medservice.info/>
 : office@medservice.biz
 : 8(495)633-23-53 с 9.00 17.00,